

## Capteur ions Ammonium



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 524,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions ammonium et d'un boîtier adaptateur. Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable).

Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

L'électrode mesure les ions ammonium dans des solutions aqueuses.

Les mesures sont simples, économiques et rapides. Elle permet aussi d'étudier la qualité de l'eau. L'électrode et le boîtier adaptateur AC021 sont disponibles séparément.

### Caractéristiques :

Gamme de concentration : 1 M à  $5 \times 10^{-6}$  M ou 0,1 ppm à 18000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 4 à 10 pH

Température de fonctionnement : 0 à 50 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité :  $\pm 4\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : 1 à 4 MO

Les ions gênants : K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>

\*électrode proposée séparément

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

