

Capteur ions Calcium



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 524,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions Calcium et d'un boîtier adaptateur.

Electrode ionique pré-remplie de gel Permafal avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

Caractéristiques :

Gamme de concentration : 1 M à 5×10^{-7} M ou 0,02 ppm à 40000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2,5 à 11 pH

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité : $\pm 4\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par sec

Résistance de l'électrode : 1 à 4 MO

Les ions gênants : Pb²⁺, Hg²⁺, Si²⁺, Fe²⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, NH₃, Li⁺, Tris⁺, Descriptif Référence Prix TTC Ba⁺, Zn²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.