

Capteur pression (150 à 1150mbar)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 229,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Il s'agit d'un capteur de pression absolue. Il mesure la pression externe appliquée par rapport à une référence zéro interne. La gamme mesurée va de 150 à 1150 mbar. Sa sortie est munie d'un connecteur Luer Lock permettant de brancher des seringues ou petits récipients.

Caractéristiques :

Gamme : 150 à 1150 mbar
Précision : +/- 1% sur toute la gamme
Résolution (12 bits) : 0,25 mbar
Taux d'échantillonnage par défaut : 10 éch/sec
Temps de réponse (pour chgt de 90%) : 1 ms
Température de fonctionnement : 0 à 85 °C

Quelques exemples de TP :

- L'évaporation de l'eau par les plantes terrestres
- La photosynthèse des plantes aquatiques
- La respiration des graines en germination
- L'effet de la lumière sur la photosynthèse
- La loi des gaz parfaits

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.