

## Capteur rotation



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 436,67 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce dispositif haute résolution mesure un déplacement angulaire et peut aussi compter des tours de poulie. Il est adapté pour mesurer le mouvement linéaire avec une résolution de 0,1mm, en faisant tourner la poulie le long d'un plan ou en enroulant une corde directement sur la poulie. Il est livré avec une poulie triple gorge et une tige de montage. Un pendule est disponible en option se fixant directement sur la poulie. Deux masses en laiton viennent compléter cette option.

**Caractéristiques :**

Gamme : +/- 128°

Précision : +/- 0,125°

Vitesse maximale : 1 m/s

Rayon des 3 gorges de la poulie : 0,025m, 0,015m, 0,005m.

Direction du mouvement indiqué

Type d'entrée : numérique

**Utilisation :**

Ce capteur de rotation permet de mesurer le déplacement angulaire et linéaire.

Les manipulations comme l'accélération, le pendule, le mouvement harmonique, le couple, le moment d'inertie peuvent être réalisées aisément.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

