
# Capteur température PT 100 (-200 à +400°C)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 240,17 €

Poser une question sur ce produit

### Description du produit

Ce capteur de température PT 100 est un thermomètre à résistance de platine (PRT). Il offre une grande précision sur une large gamme de mesures (de -200 à 400 °C).

#### **Utilisation:**

Il est idéalement adapté pour une prise de mesures dans l'eau ou dans une solution chimique. Il peut être également utilisé comme un thermomètre.

## Caractéristiques :

- Gammes : -200 à 400°C ; -328 à 752°F ; 73,15 à 673,15 K

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1