

Colorimètre USB / Bluetooth



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 281,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce colorimètre mesure la transmittance et l'absorbance de la lumière visible à travers un échantillon de 10 mm et affiche les valeurs sur un écran à cristaux liquides ou via USB à un logiciel PC dédié ou via une connexion sans fil (bluetooth) pour une application sur iPad ou iPhone. Le colorimètre est spécialement adapté pour l'enseignement.

Caractéristiques :

Alimentation : 4 × piles AA (incluses) ou USBA miniB

Interrupteur d'alimentation: On / Off.

Arrêt automatique au bout de 2 minutes, à moins connecté au port USB.

Connexion sans fil : Bluetooth

Gammes de mesures :

- Transmittance: 0 à 100,0% - résolution 0,1%

- Absorbance: 0,000 à 1,999 ou 0,000

Longueurs d'onde utilisées :

Rouge (630nm), vert (525nm), bleu (465nm).

Masse : 240g

Livré avec 10 cuves + couvercle, 2 tubes à essai, un câble USB et notice d'utilisation et 4 piles AA.

Configuration requise : Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 ou 8

Téléchargement gratuit du logiciel.

IOS : iPhone 4S ou plus , iPad Air, Mini, 3ème et 4ème génération.

Téléchargement gratuit de l'application sur l'AppStore.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.