

## Conductimètre - affichage grand écran



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 237,30 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Affichage : digital LCD 31/2 - 18mm.

Plage de mesure : 0,001mS à 20,00mS.

Fonction : mémoire (Data-Hold).

Calibres : 199,9?S - 1,999 - 19,99 - 199,9mS.

Résolution : 0,1?S pour calibre 1,999mS et 0,01mS pour calibre 19,99mS

Précision : +/- 1% pleine échelle +/- 1d.

Compensation en température : auto, 0 à 50°C.

Vitesse d'échantillonnage : 2,5 mes/sec.

Température d'utilisation : 0 à 50°C (