Conductimètre - affichage grand écran





Note: Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 237,30 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Affichage: digital LCD 31/2 - 18mm. Plage de mesure : 0,001mS à 20,00mS. Fonction: mémoire (Data-Hold).

Calibres: 199,9?S - 1,999 - 19,99 - 199,9mS.

Résolution : 0,1?S pour calibre 1,999mS et 0,01mS pour calibre 19,99mS

Précision : +/- 1% pleine échelle +/- 1d. Compensation en température : auto, 0 à 50°C. Vitesse d'échantillonnage : 2,5 mes/sec. Température d'utilisation : 0 à 50°C (

1 / 1