

## Congélateur TOP 91 Litres



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 436,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Congélateur encastrable sous paillasse  
Design Sigma à Porte arrondie  
Volume du congélateur : 91 litres environ  
Classe énergétique : B  
Commandes en façade : thermostat, congélation rapide  
voyants: M/A, Super congélation et alarme de température  
2 tiroirs transparents  
1 abattant/ 1 raclette à givre  
Porte réversible  
Plateau de congélation  
1 bac à glaçons  
Pieds réglables

**Caractéristiques :**

Dégivrage : manuel  
Classe climatique : SN-N-ST  
Pouvoir de congélation : 16 kg/24 h  
Autonomie de conservation : 17 h  
Consommations : 0.77 kWh/24 h - 281 kWh/an

Dimensions (en mm) :

Hors tout : H 850 x L 550 x P 612

Appareil emballé : H 900 x L 600 x P 680

Poids brut/net (kg): 41/39

**Autres caractéristiques techniques :**

Couleur : blanc

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Puissance (Watts) : 90

Fusible de protection (en Ampère) : 10

Cordon de raccordement (m) : 1.7

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.