

Déminéralisateur DI Stream



Déminéralisateur équipée d'une équerre murale de fixation en PVC blanc et cartouche de résine.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 586,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Déminéralisateur équipée d'une équerre murale de fixation en PVC blanc et cartouche de résine.

Caractéristiques :

Raccordement sur l'eau de réseau en ¾ " Mâle (flexible de 1M spiralé),
Débit 60 litres par heure,
Cartouche de résine (lit mélangé cationique+anionique) décolorable de haute qualité,
Décolorable en fonction de la saturation (du bleu au jaune paille).

Minéralisation totale en degré français °f	Capacité de production en litres
10	360
20	160
30	120
40	105

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.