

## Kit d'Expérimentation, Détection d'un Agent Infectieux Simulé



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 153,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Une épidémie infectieuse exige l'identification rapide et précise de l'agent biologique en cause. Souvent, les premiers symptômes cliniques sont d'abord identifiés chez les individus exposés, puis les agents infectieux sont identifiés par des tests pratiqués en laboratoire. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se transmettent un agent infectieux simulé (colorant chimique) visible uniquement sous une lampe UV à ondes longues.

Le mode de transmission et la source primaire sont documentés.

Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, réactifs pour simuler un agent infectieux (indicateur par colorant fluorescent et échantillon négatif), tubes à essai et bouchons, pipettes de transfert, mini-lampe UV à ondes longues, écouvillons en coton, pétrolatum et gants.

**Pour 25 étudiants**

**Temps de réalisation** : 30 à 45 minutes

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.