

Kit d'Intercalaires pour Meubles à Tiroirs TechnoMob II (H 75 mm)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 120,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Kit Complet permettant l'aménagement des tiroirs en 75 et 100 en 5 couloirs, comprenant :
1 ceinture métallique crantée au pas de 25 mm, 4 intercalaires longitudinaux crantés, 16 intercalaires transversaux crantés (Equipement pour 1 Tiroir)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.