

## Manchon pour capteur CO2



Transformez votre capteur CO2 air en capteur CO2 Air / Eau, grâce au manchon étanche pour le capteur de CO2 permettant de mesurer les concentrations de CO2 dans une solution.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 54,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Transformez votre capteur CO2 air en capteur CO2 Air / Eau, grâce au manchon étanche pour le capteur de CO2 permettant de mesurer les concentrations de CO2 dans une solution.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.