

Manoscope à Sonde Complet



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 66,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet ensemble complet est constitué d'un Manomètre à Eau, d'une sonde manoscopique et d'un récipient type bécher.

Le manomètre est constitué d'un tube en U fixé par clips sur une échelle graduée.

La sonde constituée d'une capsule de diamètre 35 mm positionnée en extrémité d'un tube coudé en inox..

En plongeant la sonde dans un liquide on peut observer et mesurer à l'aide du manomètre, la pression exercée par le liquide sur la capsule...

Vous pouvez aussi utiliser un capteur de pression... pensez à nos solutions ExAO qui vous offrent une approche différente et analytique de vos sujets d'expérimentation...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.