

Microscope binoculaire 1000x à Objectifs PLAN Achromatiques - Microscope débutant Leica "DM 300"



Modèle Binoculaire 1000x Objectifs Plans Achromatiques Oculaire 10×/18 fixe avec pointeur et Oeillères pliables. Diamètre de montage 23.2 mm Objectifs PLANS Achromatiques 4×/0.10, 10×/0.25, 40×/0.65, 100×/1.25 à Immersion Huile Tête Binoculaire EZ-Tube Dioptries prééglées pour vision corrigée. Angle d'observation de 30°. Montage rotatif. Oculaires avec pointeur dans l'oculaire droit. Écart interpupillaire de 52 mm à 75 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1438,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les DM 300 sont des microscopes de gamme intermédiaire pour les sessions de manipulations en laboratoire :

- Platine mécanique intégrée avec commandes de position basse XY pour un déplacement précis de l'échantillon à des grossissements élevés
- Système de condensateur professionnel précentré et préfocalisé pour un éclairage maximal
- Diaphragme à iris réglable, avec marquage clair, pour une mise au point fine de la résolution de l'image
- Proposés en versions Monoculaire ou Binoculaire, et Objectifs Achromatiques ou Plans Achromatiques selon les configurations...

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES AUX DM 300

- Oculaire à grand relief 10×/18 intégré dans le tube oculaire, fixé au statif par 2 vis d'arrêt
- Protection des commandes grâce à la forme du statif. Structure du statif en aluminium moulé.
- Tourelle à 4 positions. Support de charge pour filtres 32 mm montés ou non montés. Commande de tourelle moletée.

- Eclairage LED à ouverture de champ préréglée. Température de couleur 6000 K, durée de vie de 25 000 h à pleine intensité. Réglage continu de l'intensité (Éclairage suffisant pour des observations à intensité minimale)
- Kit de polarisation simple disponible
- Condensateur d'Abbe, préfocalisé et précentré. Ouverture numérique = 0.9/1.25 huile à diaphragme ajustable avec marquages de grossissement
- Platine mécanique, pour droitiers. Dimensions : 13.5 cm (X) × 13.5 cm (Y) à déplacement : 7.8 cm (X) × 3.6 cm (Y). Chargement frontal de la platine porte-objet pour lame standard
- Commandes de mise au point coaxiales et Mécanisme de m.a.p. à réglage auto. Rotation de m.a.p. fine à 300 microns. Calibrage par pas de 3 microns

Dimensions : 45 cm × 31.5 cm × 42 cm. Poids : 6.5 kg
Housse de protection et Notice d'utilisation

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.