

Modèle d'ADN



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 54,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Très facile de construire ce modèle en 3 dimensions d'ADN.

Une fois achevé, le modèle peut être tourné sur son support.

C'est une représentation simple et économique.

Les paires de bases azotées adénine, thymine, guanine et cytosine, sont représentées en couleurs et repérées par les initiales A, T, G et C. (Les bases "deux par deux" à l'intérieur les longs brins - T toujours avec A et C toujours avec G - comme les barreaux d'une échelle torsadée).

Les 2 Torons sont constitués de bandes flexibles représentant ces constituants P (Acides Phosphoriques) et Sucres D (Desoxyriboses).

Dimensions : 130 x 130 x 460 mm approx.

Poids : 240 g approx.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

