

Module pour 98 Pipettes - Cadre de Blocage hauteur 150 mm



Module pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 pipettes. Convient par exemple à 98 pipettes jaugées et graduées Hauteur du cadre de support : 150 mm Une pièce utilisable dans les paniers A 150 et APLW 106 Hauteur de chargement sans panier supérieur 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1649,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...
Paniers Avec Injection pour Modules Spécifiques...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.