

## Multimètre Digital Ergonomique 3200 pts



Réglage automatique / manuel

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 77,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Afficheur LCD 3 1/2 digits, 14 mm

Bargraph à 42 segments sur le modèle

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor, Test de Continuité...

Fonctions Hold et Arrêt automatique

Protection par fusibles.

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.