

pH-mètre compact



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Affichage : digital LCD 31/2 - 13mm.

Type d'électrode : avec connecteur BNC.

Plage de mesure : 0 à 14 pH.

Résolution : 0,01pH

Précision : +/- 0,07 pH de pH5 à pH9.

Vitesse d'échantillonnage : 2,5 mes/sec.

Température d'utilisation : 0 à 50°C (<80% d'humidité rel.).

Alimentation : 1 pile 9V 6F22.

Dimensions du boîtier : 131 x 70 x 25mm.

Electrode en option : LB 204E ou LB 203E

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.