

## pH-mètre compact - double affichage - RS 232



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 190,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Affichage : digital LCD 31/2 - 15mm.

Type d'électrode : avec connecteur BNC.

Plage de mesure : 0 à 14 pH.

Résolution : 0,01pH.

Précision : +/- 0,02 pH +/- 1d.

Vitesse d'échantillonnage : 2,5 mes/sec.

Température d'utilisation : 0 à 50°C (<80% d'humidité rel.).

Compensation en température : auto avec sonde LB 207E (en option)/manuelle.

Interface : RS 232 - USB / câble logiciel sur demande en option.

Calibre température : 0 à 65°C/0 à 100°C.

Résolution en température : 0,1°C.

Alimentation : 1 pile 9V 6F22.

Dimensions du boîtier : 195 x 68 x 30mm.

Electrode en option : LB 204E ou LB 203E.

Sonde de température en option : LB 207E.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.