pH-mètre de paillasse Edge





Moderne, innovant, esthétique!

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 582,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit edge® pH surprend par sa finesse et sa légèreté, en affichant une épaisseur de 13 mm et un poids de 250 g. edge® pH dispose d'un grand écran LCD 5,5» d'une lisibilité unique et d'un clavier à touches sensitives.

Un instrument nouvelle génération

edge® pH permet la mesure du pH et du rédox avec de nouvelles électrodes intelligentes.

L'instrument reconnaît automatiquement les données de l'électrode au branchement (type, données d'étalonnage, numéro de série). Elles sont dotées d'une fiche 3,5 mm robuste facilitant une connexion «anti-casse».

Utilisation ergonomique

Le design et la conception de edge® pH permettent une utlisation ergonomique, que vous l'ayez en main, sur votre paillasse ou fixé au mur. edge pH simplifie toutes les tâches : mesures, configurations, étalonnages, diagnostiques, mémorisations et transferts de données sur PC ou clé USB.

Cet appareil est livré avec une électrode pH à remplissage, corps en verre, capteur de température intégré, des solutions tampons pH 4, pH 7 et pH 10 en sachets (2 de chaque), une solution de nettoyage en sachet, une solution de conservation pour électrodes en sachet, une station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, un support mural de recharge, un câble USB, un adaptateur secteur 5 V.

Commentaires des clients

1 / 2

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2