

## pH-mètre portable



Testeur de pH portable avec compensation automatique ou manuelle de température.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 460,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Gamme : 0,00 – 14,00 pH et  $\pm 1000$  mV (redox). Connecteur standard BNC pour électrode de pH ou redox. Autocalibrage en 3 points (pH 4,01, 7,00 et 10,01).

Livré avec mallette de transport, housse en caoutchouc, solution tampon (pH 4,01 et 7,00), électrode d'usage général avec câble BNC fixe et sonde CAT.

Garantie 3 ans.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.