

Réfrigérateur 1 porte 232 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 486,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Réfrigérateur 1 porte 4*

Volume net (total) : 232 L (214 + 18)

Type de froid : statique

Volume net (réf.) : 214 L + Volume net (cong.) : 18 L

Autonomie : 11 heures

Pouvoir de congélation : 2 Kg/24H

Nombre de compresseurs : 1, Nombre de circuits : 1

Régulation : mécanique

Porte réversible

Niveau sonore : 40 dB

Conso élec : 217 kWh/an

Label énergie : A+

Classe climatique : SN-ST

Le + produit : Z-Box : un espace de rangement malin

Dégivrage automatique

Clayettes verre - Z-Box est une boîte de rangement parfait pour ranger et accéder rapidement à tous vos produits petits ou délicats et vos indispensables.

Disponibilité des pièces détachées : 10 ans (donnée constructeur)

Réfrigérateurs & machines à glaçons: Réfrigérateur 1 porte 232 Litres

Dimensions (LxHxP) : 55 x 125 x 61,2 cm

Poids net : 41,5 Kg

Coloris : blanc

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.