

Spectroscope Tube Elève



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 12,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Excellent rapport qualité prix.

Produit léger et facile à manipuler

Tube en matière plastique noir

Réseau 140 Traits.

Largeur de fente : 0,5mm

Sens de lecture indiqué

Dimensions : 150 x Ø28 mm

Poids : 45 g

N'oubliez pas notre rubrique « Sources de Lumière Spectrale », dans laquelle vous retrouvez les tubes spectraux et lampes spectrales ainsi que tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de TP de spectrométrie...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.