

Sur-meubles Bibliothèques - 1500 x 300 x 600 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 396,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tous les meubles à poser ou à suspendre ont une profondeur de 300 mm.
Ils sont proposés en deux largeurs 1200 mm ou 1500 mm
Tous les meubles sont livrés avec deux demi-étagères réglables.

Meubles à Poser ou à Suspendre "Bibliothèque"
Hauteur du Module 600 mm

Caisson ouvert de même concept que les autres meubles à poser ou à suspendre et un espace composé de 2 demi-étagères réglables
Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le meuble.

ATTENTION !

Pour les meubles suspendus, n'oubliez pas de commander les Kits de Fixation Murale (1 kit par meuble).
Le kit doit absolument être installé en usine...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.