

## Tabouret réglable par vis



Peinture Epoxy - Coloris Blanc

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 129,30 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Tabouret Réglable**

Assise ronde galbée en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Modèle très stable à 4 pieds.

Assise réglable de 480 à 600 mm de hauteur.

Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.

Peinture Epoxy - Coloris Blanc

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.