

Teslamètre Digital



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 574,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

La sonde est connectée à l'aide d'un connecteur DIN.

Il n'est pas nécessaire de recalibrer l'enregistreur lorsque les sondes sont interchangeées.

Les valeurs mesurées sont directement lisibles sur l'afficheur digital

L'unité de mesure indique les données dans 2 gammes :

- 0,01 à 2 Tesla

- 1 à 200 mTesla

L'appareil est constitué d'une sonde à effet Hall sensible au champ magnétique (thyristor).

La sonde est montée sur un support et est reliée à une unité de mesure qui enregistre les données

La sonde est efficacement protégée par son boîtier ABS et est équipée d'un pas de vis permettant de la monter sur tige.

Le détecteur mesure le champ perpendiculaire à la sonde.

Il est sensible à la direction.

L'Appareil est alimenté en 6 / 12 V DC

Caractéristiques techniques :

0,01 à 2 Tesla, résolution 1 mT

1 à 200 mTesla, résolution 0,1 mT
Précision 5%
Dimensions de la sonde 10 x 8 x 2 mm
Afficheur 158 x 108 x 56 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.