Vases communicants de Formes différentes



Note : Pas noté **Prix**

Prix ??TTC : 37,13 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Ce dispositif est conçu pour étudier la dynamique des fluides.

4 tubes de diamètres différents et de formes différentes sont interconnectés.

Le niveau atteint par le liquide dans chaque tube est le même et se maintient même si l'appareil est incliné.

Si l'on verse un liquide non missible dans l'un des tubes en remplaçant le même volume; le niveau atteint par le liquide non miscible reste différent de celui des autres tubes

Dimensions 200 x 180 x 200 mm. Poids 190 g.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1