

## Vases communicants à capillaires



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 33,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce dispositif est conçu pour étudier la capillarité de différents fluides, les tensions de surface et de vérifier la loi de Jurin. La capillarité étant l'effet physique causé par les interactions d'un liquide et des parois d'un tube fin. L'Appareil est constitué de 5 tubes de diamètres différents, montés sur support. Dimensions 200 x 180 x 200 mm. Poids 190 g.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.