

## Vidoir sur Chaise



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1041,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### **Le Vidoir sur Chaise LP 550**

Les vidoirs sur chaises sont des points d'eau installés indifféremment dans les salles de préparation, les réserves, ou laboratoires de TP. Ils sont réalisés avec une cuve dite "Faculté" de grandes dimensions 500 x 600 x 350 mm en grès avec trop plein et vidange.

La cuve est posée sur une chaise métallique en tube carré de 35 x 35 mm de section avec vérins de mise à niveau et platines de fixation au sol.

Un carrossage masque les canalisations .

Un caisson arrière porte en standard un Chandelier Eau Froide et peut en option être équipé d'un mélangeur eau chaude / eau froide.

**Dimensions** : 500 x 750 x 900 mm.

### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.