

## Dynamomètre à Cadran 5 N sur aimant



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 50,45 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Cadran gradué Ø150 mm  
Monté sur aimant Ø 45 mm  
Ressort à spirales fixé sur poulie à roulement à bille  
Vis moletée pour réglage du zéro  
Dimensions : 160 x 95 mm  
Poids unitaire: 0,175 kg  
Emballage : individuel.

### Avantages produit

Graduations de grandes dimensions pour une bonne visibilité.  
Fixation simple sur aimant.

### Exemples de TP correspondants

Mesure des forces et des moments.

## Mesure du poids: Dynamomètre à Cadran 5 N sur aimant

---

Loi de Hooke.

### La Gamme se décline :

Dynamomètre à cadran 1N sur aimant – MECA 110401

Dynamomètre à cadran 2N sur aimant – MECA 110402

Dynamomètre à cadran 5N sur aimant – MECA 110405

Dynamomètre à cadran 10N sur aimant – MECA 110410

***Tableau disponible séparément***

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.