

## Vase en Polystyrène (Le lot de 25 unités)



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 7,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Il est constitué d'un récipient de 75 x 85 mm, de capacité 180 ml en polystyrène et d'un couvercle de Joule en Plexiglas. Celui-ci est muni d'un orifice pour le passage d'un thermomètre.

Une résistance chauffante de 2,2 Ohms montée sur le couvercle avec 2 bornes 4 mm, permet un chauffage rapide.

Les éléments peuvent être commandés séparément.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.