

Cuve Polypropylène 300 x 150 x 150 mm - Polysinc Beige



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 39,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cuve Vulcathène 300 x 150 mm - Polysinc

Profondeur Utile 150 mm.

Dimensions Utiles 250 x 100 mm

Bonde surmoulée

Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.

Châinette (optionnelle)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.