Cuve Polypropylène 350 x 350 x 200 mm - Polysinc Beige





Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 114,75 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Cuve Vulcathène 350 x 350 mm - PolysincProfondeur Utile 200 mm.
Dimensions Utiles 300 x 300 mm
Bonde surmoulée
Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1