

Mitigeur à Commande au Pied - Bec Orientable



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 254,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Mitigeur à bec lisse « Fixe » ou « Orientable »

Hauteur sous bec 200 mm

Saillie 200 mm

Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm

Aérateur étoile M24 x 1

Pédale simple Arrivée mâle G ½» (15 x 21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.