

Boîte Etanche HCL



Nouvelle Gamme Captaire Store

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 65,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Faible consommation d'énergie !
Seulement 21 à 34 W !**

- Technologie Captair, Filtration pratiquement absolue à 99% - Norme NFX 15-211
- Armoire autonome sans raccordement
- Elimination des vapeurs dangereuses dans l'environnement immédiat de l'armoire
- Enceintes compartimentées pour un stockage par famille de produits

Capacité de rangement :

120 flacons de 1 L de produits compatibles et/ou incompatibles.

Bloc de Ventilation et de Filtration

Système de filtration efficace à 99,99 %, neutralise les vapeurs nocives et odorantes à l'intérieur de l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire.

Volume d'air traité 90m³/h. Renouvellement de l'air 180 fois par heure (90 fois par heure sur une armoire double enceinte).

Construction en Acier 15/10 ème, Traitement anti-corrosion avec liaisons inoxydables.

Peinture anti-acide de couleur blanche.

Fermeture Magnétique

Condamnation par serrure

10 Étagères extractibles en polypropylène avec bac de rétention intégré (environ 4L), très haute résistance à la corrosion

Enceintes simples Compartimentées

Modèles MID 834

Dimensions extérieures :

1900 x 800 x 545 mm poids 150 Kg

Dimensions intérieures : 1500 x 380/380 x 500 mm

8 Demi-étagères - Capacité de stockage 120 L pour le rangement d'acides / solvants ou acides / bases ou bases / solvants

Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l'élimination des vapeurs dangereuses à l'intérieur de l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire (capacité de rétention des vapeurs 1250g de CCl4 conformément à la norme AFNOR NFX 15-211).

2 Filtres à usages spécifiques sont proposés sur devis !

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.