

Armoire Double colonne à Tiroirs - 2 Compartiments / 8 Tiroirs



Stockage sécurisé et approuvé de toutes les familles de produits sauf Inflammables. Pour ces derniers vous devez choisir la gamme "Display".
Conformité GS et EN 14727.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 4003,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires de sécurité à tiroirs - Gamme Asecos

2 modèles proposés : monocolonne à 2 portes ou double colonnes à 2 portes

- Une Nouvelle Gamme Signée ASECOS...
- Plus de confort et d'ergonomie, pour cette nouvelle gamme complète d'armoires à Tiroirs.
- Grande capacité de stockage
- Excellent rapport Qualité / Prix
- Un Stockage parfaitement séparé des différentes catégories de produits en 2 compartiments

Armoires passives avec possibilité d'adapter un caisson de ventilation et / ou de filtration optionnel

Construction Robuste et durable grâce à un assemblage par l'extérieur qui permet de protéger les éléments contre la corrosion et facilite le nettoyage des compartiments.

Parois extérieures en Acier, Peinture époxy haute résistance aux agents chimiques et à la rayure.

Parois intérieures résistantes à la corrosion et aux agents chimiques agressifs.

Porte à double paroi avec poignée serrure à cylindre.

Chaque compartiment s'ouvre et se ferme individuellement.
Conduite d'air intégré pour les raccordements extérieurs (Format DN 75)
Revêtement extérieur de l'armoire en gris anthracite RAL 7016

Chaque compartiment est équipé d'étagères extractibles avec bac de rétention autobloquant.
L'ensemble (étagère + bac) constituant un tiroir de grande capacité, parfaitement étanche...
Facile à manipuler et à nettoyer.
Le bac pouvant facilement être détaché de son étagère, il peut ainsi être transporté directement jusqu'au poste de travail...
Stockage parfaitement séparé des différentes catégories de produits en 2 compartiments
Le Modèle monocolonne se décline en 2 versions: 4 Tiroirs (2 par compartiment) ou 6 Tiroirs (3 par compartiment).
Portes Battantes à Poignée et serrure
Étagères coulissantes construction solide et de qualité supérieure avec bac de rétention amovible

Armoire Double colonne à Tiroirs - "2 Compartiments / 8 Tiroirs" - ASE 61230607

Dimensions 1197 x 603 x 1965 mm - Poids 160 Kg
Dimensions des compartiments 485 x 570 x 1869 mm
Capacité 25 kg par étagère coulissante.
Capacité de stockage du Tiroir 18 Litres
Ventilation naturelle (Passive) de 18.5 m3/h

Existe en version Armoire Double colonne à Tiroirs - "2 Compartiments / 12 Tiroirs" - ASE 61230608

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.